

EG-Konformitätserklärung

Wir, die Axcom GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 15
47877 Willich
Deutschland

Erklären das, der Ersatzakku :

Produktbezeichnung	Li-Ion Akku für FRESENIUS INFUSIONSPUMPE VOLUMAT AGILIA D - 7,4V/ 2,6Ah
Artikelnummer	MB1790
Geeignet für	Infusionspumpe Volumat Agila D OEM: Z179033, 179033-R2

übereinstimmt mit folgenden Bestimmungen oder Richtlinien.

EN 6060-1-1-2 (2007) + AC (2010)
EN 6060-1-3 (2006) + AC (2019)
EN 6100-3-3 (2008)
EN 60601-1-2 (2007) + AC (2010)

axcom

Battery Technology

Axcom GmbH · Carl-Friedrich-Benz-Straße 15 · D-47877 Willich
Telefon: +49 2154 4838-0 · www.axcom.de

Marzena Schwarz-Szymura, Geschäftsführerin
Axcom GmbH Willich,
den 06.09.2024